


Wb、If/Icc、Elisa用Smac/Diabloウサギモノクローナル抗体 - Q9Nr28

商品番号: CM0007147



前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みのSmac/DiabloウサギmAb（Q9NR28）。ヒト、マウス、ラットのDiabloタンパク質（27kDa）を標的とします。アポトーシスおよびIAP経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Smac/DiabloウサギmAb
備考／別名	SMAC; DFNA64; Smac/Diablo
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	56616
遺伝子ID	56616
免疫原	ヒトSmac/Diablo（NP_063940.1）のアミノ酸56～239に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NR28
タンパク質分子量	27kDa
輸送	保冷バッグ