


## Smac/Diablo ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - Q9Nr28

商品番号: CM0010538



### 前書き

#### ヒト Smac/Diablo

(SMAC)に対する組換えウサギモノクローナル抗体。

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。アポトーシスおよびがん研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| 製品名        | Smac/Diablo Rabbit mAb                                       |
| 備考/別名      | SMAC; DFNA64; Smac/Diablo                                    |
| 種          | ヒト                                                           |
| 遺伝子ID (ヒト) | 56616                                                        |
| 遺伝子ID      | 56616                                                        |
| 免疫原        | ヒト Smac/Diablo (NP_063940.1) のアミノ酸56-239に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来         | ウサギ                                                          |
| カテゴリー      | モノクローナル抗体                                                    |
| 適用         | WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA                                        |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                                   |
| SWISS      | Q9NR28                                                       |
| タンパク質分子量   | 27kDa/21kDa/22kDa                                            |
| 輸送         | 保冷バッグ                                                        |