


Smad2 ウサギ Pab - Q15796

商品番号: CM0017119



前書き

ヒトSmad2特異的ウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAに適しています。マウスと交差反応します。TGF-βシグナル伝達および大腸がん研究における研究用途として検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Smad2 ウサギ pAb
備考/別名	JV18, LDS6, CHTD8, MADH2, MADR2, JV18-1, hMAD-2, hSMAD2, Smad2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4087
GeneID	4087
免疫原	ヒトSmad2 (NP_005892.1) のアミノ酸175-270に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q15796
タンパク質分子量	52kDa
配送	アイスバッグ