

Wb、Ip、Elisa用 Smad5 ウサギモノクローナル抗体 - Q99717

商品番号: CM0003703



前書き

WB、IP、ELISA用 Smad5

ウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびマウスのSmad5を認識します。Smad5はBMPシグナル伝達における転写メディエーターであり、胚発生および細胞分化に重要です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Smad5 Rabbit mAb
備考/別名	DWFC; JV5-1; MADH5; Smad5
種	ヒト
GeneID	4090
免疫原	ヒト Smad5 (Q99717) のアミノ酸200-300以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q99717
タンパク質分子量	52kDa
配送	アイスバッグ