

Smc2 ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - O95347

商品番号: CM0019710



前書き

WBおよびELISAで検証済みのSMC2ウサギポリクローナル抗体。有糸分裂染色体凝縮に必須なコンデンシン成分であるヒトおよびマウスSMC2を検出します。細胞周期やクロマチンの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SMC2 Rabbit pAb
別名	CAPE; CAP-E; SMC-2; SMC2L1; SMC2
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	10592
GeneID	10592
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O95347
タンパク質分子量	136kDa
発送	保冷剤