


Smc4 Rabbit Pab For Wb, Elisa - Q9Ntj3

商品番号: CM0017311



前書き

WBおよびELISA用SMC4ウサギポリクローナル抗体。ヒトSMC4（CAP-C、SMC4L1）を標的とし、染色体凝縮に中心的な役割を果たします。Uniprot Q9NTJ3、予測分子量147kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SMC4 Rabbit pAb
備考/別名	CAPC; CAP-C; SMC-4; SMC4L1; SMC4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10051
GeneID	10051
免疫原	合成ペプチド ヒトSMC4 (NP_001275682.1) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NTJ3
タンパク質分子量	147kDa
配送	アイスバッグ