


## Smg5 ウサギ Pab - Q9Upr3

商品番号: CM0021875



## 前書き

ヒトSMG5に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。ナンセンス媒介mRNA分解（NMD）研究および診断開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 製品名         | SMG5 ウサギ pAb                                                |
| 備考/別名       | EST1B; SMG-5; LPTSRP1; LPTS-RP1; SMG5                       |
| 種           | ヒト                                                          |
| GeneID (ヒト) | 23381                                                       |
| GeneID      | 23381                                                       |
| 免疫原         | 合成ペプチド（ヒトSMG5 (NP_056142.2) のアミノ酸950-1016に対応する配列に基づく合成ペプチド） |
| 由来          | ウサギ                                                         |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                   |
| 適用方法        | WB, ELISA                                                   |
| 交差反応性       | マウス、ラット                                                     |
| SWISS       | Q9UPR3                                                      |
| タンパク質分子量    | 114kDa                                                      |
| 発送          | 保冷バッグ                                                       |