

Smn2 ウサギ Pab - Q16637

商品番号: CM0023116



前書き

SMN2（生存運動ニューロンタンパク質）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、IP、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応。神経変性疾患におけるsnRNPアセンブリとスプライシングの研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SMN2 ウサギ pAb
備考/別名	SMNC; BCD541; GEMIN1; TDRD16B; C-BCD541; SMN2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6607
遺伝子ID	6607
免疫原	ヒトSMN2 (NP_059107.1) のアミノ酸1-197に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16637
タンパク質分子量	32kDa
輸送	氷袋