

## Wb、If/Icc、Elisa用Smpd4ウサギポリクローナル抗体 - Q9Nxe4

商品番号: CM0013077

### 前書き

ヒトSMPD4 (SKNY、nSMase-3) を標的とするSMPD4ウサギポリクローナル抗体 (pAb)。WB、IF/ICC、ELISAでバリデーション済みで、ヒトおよびマウスとの交差反応性を有します。スフィンゴ脂質代謝および膜恒常性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------|
| 製品名        | SMPD4ウサギpAb                                             |
| 備考／別名      | SKNY; NET13; NEDMABA; NEDMEBA; NSMASE3; NSMASE-3; SMPD4 |
| 生物種        | ヒト                                                      |
| 遺伝子ID (ヒト) | 55627                                                   |
| 免疫原        | ヒトSMPD4 (NP_060421.2) のアミノ酸600～800に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 由来         | ウサギ                                                     |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                               |
| 用途         | WB、IF/ICC、ELISA                                         |
| 交差反応性      | ヒト、マウス                                                  |
| SWISS      | Q9NXE4                                                  |
| タンパク質分子量   | 98kDa                                                   |
| 配送         | 保冷バッグ                                                   |