

Smyd1 ウサギ Pab - Q8Nb12

商品番号: CM0024944

前書き

SMYD1 ウサギ pAb (WB, ELISA)
は、ヒト、マウス、ラットのSMYD1を検出します。
このポリクローナル抗体は、心筋細胞分化と心臓形態形成に不可欠な転写抑制因子であるヒストンリジンN-メチルトランスフェラーゼSMYD1を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	SMYD1 ウサギ pAb
備考/別名	BOP; KMT3D; ZMYND18; ZMYND22; SMYD1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	150572
遺伝子ID	150572
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8NB12
タンパク質分子量	57kDa
発送	保冷バッグ