

Smyd4 ウサギポリクローナル抗体 - Q8Iyr2

商品番号: CM0022256

前書き

ヒトSMYD4（ZMYND21）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、IP、ELISAに適しています。ヒトおよびマウスのSMYD4を認識します。心臓発生およびエピジェネティック制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SMYD4 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	ZMYND21; SMYD4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	114826
遺伝子ID	114826
免疫原	ヒトSMYD4のアミノ酸1-260に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_443160.2)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q8IYR2
タンパク質重量	89kDa
配送	アイスバッグ