

Smyd4 ウサギポリクローナル抗体（Wb用） - Q8Iyr2

商品番号: CM0029434

前書き

心臓の発生に関与するタンパク質-リシンN-メチルトランスフェラーゼであるSMYD4を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのWB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISAで検証済み。エピジェネティクス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SMYD4 Rabbit pAb
備考/別名	ZMYND21; SMYD4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	114826
遺伝子ID	114826
免疫原	ヒトSMYD4 (NP_443160.2) のアミノ酸1-260に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8IYR2
タンパク質分子量	89kDa
配送	氷袋