

## Snai3 ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - Q3Knw1

商品番号: CM0022183

## 前書き

ヒトSNAI3を対象とした高品質ウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロッティングおよびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットのサンプルに適しており、転写抑制や筋芽細胞分化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 製品名         | SNAI3 Rabbit pAb                                      |
| 備考／別名       | SMUC; SNAIL3; ZNF293; Zfp293; SNAI3                   |
| 種           | ヒト                                                    |
| GeneID (ヒト) | 333929                                                |
| GeneID      | 333929                                                |
| 免疫原         | ヒトSNAI3 (NP_840101.1) のアミノ酸7-186番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源          | ウサギ                                                   |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                             |
| 用途          | WB、ELISA                                              |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                            |
| SWISS       | Q3KNW1                                                |
| タンパク質分子量    | 32kDa                                                 |
| 発送方法        | 氷袋梱包                                                  |