

Snap25 ウサギ モノクローナル抗体 For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P60880

商品番号: CM0008201



前書き

SNAP25 ウサギ モノクローナル抗体 (P60880)

は、WB、IF-P、IHC-

P、ELISAで検証済みです。神経伝達物質放出とシナプス機能に関与するt-

SNAREタンパク質であるヒト、マウス、ラットのSNAP25を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SNAP25 ウサギ mAb
備考/別名	SUP; RIC4; SEC9; SNAP; CMS18; RIC-4; SNAP-25; bA416N4.2; dJ1068F16.2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6616
遺伝子ID	6616
免疫原	ヒトSNAP25 (NP_001309839.1) のアミノ酸1-206に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	P60880
タンパク質分子量	23 kDa
発送	保冷バッグ