

## Snap91 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa対応） - O60641

商品番号: CM0029399

### 前書き

### SNAP91

ウサギpAb（O60641）は、ヒト、マウス、ラットのクラスリン被覆形成タンパク質AP180（CALM、AP180）を認識するウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの実用性が検証済みで、小胞輸送研究を支援します。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| 製品名      | SNAP91 ウサギpAb                                             |
| 別名       | CALM, AP180, SNAP91                                       |
| 反応種      | ヒト                                                        |
| 遺伝子ID    | 9892                                                      |
| 免疫原      | ヒトSNAP91（NP_001229723.1）のアミノ酸321〜600番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源       | ウサギ                                                       |
| カテゴリー    | ポリクローナル抗体                                                 |
| 用途       | WB、ELISA                                                  |
| 交差反応性    | マウス、ラット                                                   |
| SWISS    | O60641                                                    |
| タンパク質分子量 | 93kDa                                                     |
| 輸送方法     | 氷袋                                                        |