

Snrpd2 ウサギPab（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P62316

商品番号: CM0025197



前書き

SNRNP2 ウサギpAbは、ヒトSNRNP2（Sm-D2）を標的とするポリクローナル抗体です。WB、IHC、ELISAでの検証が完了しており、マウスおよびラットと交差反応性を示します。スプライシング研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SNRNP2 ウサギpAb
別名	SMD2; Sm-D2; SNRNP1; SNRNP2
対象種	ヒト
GeneID	6633
免疫原	ヒトSNRNP2（NP_004588.1）のアミノ酸1-118番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62316
タンパク質分子量	14kDa
発送方法	保冷剤