

Snrpnウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P63162

商品番号: CM0020215



前書き

SNRPNウサギポリクローナル抗体は、WBおよびELISAアプリケーションで検証済みです。ヒト、マウス、ラットのSNRPN（選択的RNAプロセシングに関与するスプライシング関連核タンパク質）を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SNRPNウサギpAb
備考/別名	SMN; PWCR; SM-D; sm-N; RT-LI; HCERN3; SNRNP-N; SNURF-SNRPN; SNRPN
種	ヒト
遺伝子ID	6638
免疫原	ヒトSNRPN (NP_003088.1) のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P63162
タンパク質分子量	25kDa
発送	保冷バッグ