

Snx18 ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - Q96Rf0

商品番号: CM0015922

前書き

SNX18を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションで検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。エンドサイトーシス、小胞輸送、膜動態の研究に最適です。組換え免疫原により特異性が確認されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SNX18 Rabbit pAb
別名	SNAG1, SH3PX2, SH3PXD3B, SNX18
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	112574
GeneID	112574
免疫原	ヒト SNX18 (NP_001096045.1) のアミノ酸445～624番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96RF0
タンパク質分子量	69kDa
輸送方法	保冷剤