

Snx4 ウサギモノクローナル抗体 Wb、Ip、Elisa用 - O95219

商品番号: CM0003658

前書き

ウエスタンブロット、免疫沈降、ELISAで検証済みの高品質SNX4ウサギモノクローナル抗体です。エンドサイトーシスとオートファジーに関与するソーティングネクシンであるヒトおよびマウスSNX4と反応します。細胞内輸送と受容体リサイクリングの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SNX4 Rabbit mAb
備考/別名	ATG24B; SNX4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8723
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O95219
タンパク質分子量	52 kDa
輸送方法	氷袋