

Sod3 ウサギポリクローナル抗体 Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa 対応 - P08294

商品番号: CM0026101



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済みのSOD3ウサギポリクローナル抗体です。主要な抗酸化酵素であるヒト、マウス、ラットの細胞外スーパーオキシドジスムターゼを検出し、酸化ストレス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SOD3 Rabbit pAb
別名	EC-SOD; SOD3
対象種	ヒト
GeneID	6649
免疫原	ヒトSOD3 (NP_003093.2) のアミノ酸19〜160番内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08294
タンパク質分子量	26kDa
発送方法	保冷剤