

## ソマトスタチン受容体2 (Sstr2) ウサギポリクローナル抗体 - P30874

商品番号: CM0025887



### 前書き

ソマトスタチン受容体2 (SSTR2)

を標的とするウサギポリクローナル抗体は、WB、IHC-

P、ELISAに適しており、ヒト、マウス、ラットで検証済みです。ソマトスタチン介在性ホルモン分泌抑制に関与するGPCRを認識します。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 製品名         | ソマトスタチン受容体2 (SSTR2) ウサギポリクローナル抗体                                      |
| 備考/別名       | SST2; ソマトスタチン受容体2 (SSTR2)                                             |
| 種           | ヒト                                                                    |
| GeneID (ヒト) | 6752                                                                  |
| GeneID      | 6752                                                                  |
| 免疫原         | ヒト ソマトスタチン受容体2 (SSTR2) (NP_001041.1) のアミノ酸270-369に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 供給源         | ウサギ                                                                   |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                             |
| アプリケーション    | WB, IHC-P, ELISA                                                      |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                                            |
| SWISS       | P30874                                                                |
| タンパク質分子量    | 41kDa                                                                 |
| 配送          | 氷袋                                                                    |