

Sox10 ウサギモノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P56693

商品番号: CM0007965

前書き

ヒトSOX10を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのSOX10を認識（予測分子量 50 kDa）。神経堤、髄鞘化、およびメラノーマの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SOX10 Rabbit mAb
備考/別名	DOM; WS4; PCWH; WS2E; WS4C; SOX-10; SOX10
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6663
GeneID	6663
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P56693
タンパク質分子量	50kDa
配送	アイスバッグ