

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用Sox10ウサギPab - P56693

商品番号: CM0018970

前書き

ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みの高品質SOX10ウサギポリクローナル抗体。グリア細胞の発生と髄鞘形成に重要な転写因子SOX-10を標的とします。神経科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SOX10ウサギpAb
備考／別名	DOM; WS4; PCWH; WS2E; WS4C; SOX-10; SOX10
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	6663
遺伝子ID	6663
免疫原	組換えタンパク質 ヒトSOX10（NP_008872.1）のアミノ酸270～360に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P56693
タンパク質分子量	50kDa
配送	保冷剤