

Sox10 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - P56693

商品番号: CM0030009

前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みの抗SOX10ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのSOX10を認識し、オリゴデンドロサイトの成熟とミエリン形成に重要な転写因子です。神経科学および発生生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SOX10 ウサギ pAb
備考/別名	DOM; WS4; PCWH; WS2E; WS4C; SOX-10; SOX10
種特異性	ヒト
GeneID (ヒト)	6663
GeneID	6663
免疫原	組換えタンパク質 ヒトSOX10（NP_008872.1）のアミノ酸270-360に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
抗体源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用方法	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P56693
タンパク質分子量	50kDa
発送方法	保冷バッグ