


Wb、If/Icc、Elisa用Sox11ウサギPab - P35716

商品番号: CM0020279



前書き

SOX11ウサギpAbは、WB、IF/ICC、ELISAでバリデーション済みのポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのSOX11と反応します。神経発生および器官形成に関与する転写因子SOX-11（P35716）を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SOX11ウサギpAb
備考／別名	CSS9; MRD27; IDDMOH; SOX11
種	ヒト
GeneID（ヒト）	6664
GeneID	6664
免疫原	合成ペプチド：ヒトSOX11（NP_003099.1）のアミノ酸1～100内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35716
タンパク質重量	47kDa
配送	保冷バッグ