


Sox2 ウサギPab Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 - P48431

商品番号: CM0014090



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みの抗SOX2ウサギポリクローナル抗体です。幹細胞・発生生物学研究向けに開発され、ヒト、マウス、ラットのSOX2と反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SOX2 ウサギpAb
別名	ANOP3; MCOPS3; SOX2
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	6657
GeneID	6657
免疫原	ヒトSOX2 (NP_003097.1) のアミノ酸1-190番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P48431
タンパク質分子量	34kDa
発送方法	保冷剤