

Wb、Ihc-P、Elisa用Sox9ウサギポリクローナル抗体 - P48436

商品番号: CM0022002



前書き

ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みのSOX9ウサギポリクローナル抗体。軟骨形成および骨格発生に必須の転写因子SOX9を標的とします。椎間板（IVD）研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SOX9 Rabbit pAb
備考／別名	CMD1; SRA1; CMPD1; SRXX2; SRXY10; SOX9
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	6662
遺伝子ID	6662
免疫原	ヒトSOX9（NP_000337.1）のアミノ酸250～339に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P48436
タンパク質分子量	56kDa
発送方法	保冷バッグ