

Sp140 ウサギ Pab（WbおよびElisa用） - Q13342

商品番号: CM0018790



前書き

ヒトSP140（LYSp100）に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。98kDaの核内構造体タンパク質を検出。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SP140 ウサギ pAb
備考/別名	LYSP100; LYSP100-A; LYSP100-B; SP140
種	ヒト
GeneID (ヒト)	11262
GeneID	11262
免疫原	ヒトSP140（NP_001265380）のアミノ酸1-180に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q13342
タンパク質分子量	98kDa
発送	保冷バッグ