

Sp4 ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - Q02446

商品番号: CM0024357

前書き

ヒトSP4転写因子を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの性能が確認済みです。マウスおよびラットと交差反応します。転写制御や脳研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SP4 Rabbit pAb
別名	HF1B; SPR-1; SP4
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	6671
GeneID	6671
免疫原	ヒトSP4（NP_003103.2）のアミノ酸280～440番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q02446
タンパク質分子量	82kDa
輸送方法	氷包