

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用Sparcウサギポリクローナル抗体 - P09486

商品番号: CM0013153



前書き

ヒトSPARC（オステオネクチン、BM-40）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、およびELISAアプリケーションで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。細胞外マトリックスおよびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SPARC Rabbit pAb
備考/別名	ON; ONT; OI17; BM-40; SPARC
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6678
免疫原	ヒトSPARC (NP_003109.1) のアミノ酸18-303に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P09486
タンパク質分子量	35kDa
配送	氷袋