

Wb、Elisa用Spred1ウサギポリクローナル抗体 - Q7Z699

商品番号: CM0013625



前書き

WBおよびELISA用SPRED1ウサギポリクローナル抗体。マウスと交差反応性を示します。ヒトSPRED1（MAPキナーゼ活性化を阻害するチロシンキナーゼ基質）を標的とし、細胞シグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SPRED1 Rabbit pAb
備考/別名	LGSS; NFLS; hSpred1; spread-1; PPP1R147; SPRED1
種	ヒト (Human)
GeneID (ヒト)	161742
GeneID	161742
免疫原	ヒトSPRED1 (NP_689807.1) のアミノ酸120-320に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ (Rabbit)
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス (Mouse)
SWISS	Q7Z699
タンパク質分子量	50kDa
配送	アイスパック