


Wb、Elisa用 Sptlc2 ウサギPab - O15270

商品番号: CM0014591



前書き

SPTLC2ウサギpAbは、WBおよびELISA用にバリデーション済みのポリクローナル抗体であり、スフィンゴ脂質生合成における重要な酵素であるヒト、マウス、ラットのセリンパルミトイルトランスフェラーゼ2を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SPTLC2 ウサギpAb
備考／別名	LCB2; SPT2; HSN1C; LCB2A; NSAN1C; hLCB2a; SPTLC2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9517
遺伝子ID	9517
免疫原	組換えタンパク質：ヒトSPTLC2 (NP_004854.1) の423～562番アミノ酸に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O15270
タンパク質分子量	63kDa
輸送	保冷バッグ