

Srbd1 ウサギ Pab - Q8N5C6

商品番号: CM0018149

前書き

WBおよびELISAで検証済みの高品質なSRBD1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのSRBD1 (UniProt Q8N5C6) を標的とします。染色体分配、分裂期、および細胞老化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SRBD1 ウサギ pAb
備考/別名	SRBD1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55133
GeneID	55133
免疫原	ヒトSRBD1 (NP_060549.4) のアミノ酸330-600に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8N5C6
タンパク質分子量	112kDa
配送	氷袋