

Srek1 ウサギ Pab - Q8Wxa9

商品番号: CM0014238

前書き

WBおよびELISAアプリケーションで検証済みのSREK1ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのSREK1（スプライシング調節に関与するタンパク質）と交差反応します。スプライソソーム研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SREK1 ウサギ pAb
備考/別名	SFRS12; SRrp86; SRrp508; SREK1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	140890
遺伝子ID	140890
免疫原	ヒトSREK1 (NP_631907.1) のアミノ酸1-180に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	Q8WXA9
タンパク質分子量	59kDa
配送	アイスパック