

WbおよびElisa用Srsf10ウサギポリクローナル抗体 - O75494

商品番号: CM0026573

前書き

ヒトSRSF10（セリン/アルギニンリッチスプライシング因子10、SRp38）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。プレmRNAスプライシング、代替エクソンスキッピング、およびリン酸化調節スプライシング抑制の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SRSF10 Rabbit pAb
備考/別名	NSSR, TASR, SRp38, TASR1, TASR2, FUSIP1, FUSIP2, SFRS13, SRrp40, SFRS13A, PPP1R149, SRSF10
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10772
免疫原	ヒトSRSF10 (NP_473357.1) のアミノ酸163-262に相当する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	O75494
タンパク質分子量	31kDa
配送	アイスバッグ