

## WbおよびElisa用Ssc4Dウサギポリクローナル抗体 - Q8Wtu2

商品番号: CM0019140

### 前書き

WBおよびELISA用SSC4Dウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのSSC4D（スカベンジャーレセプターシスチンリッチスーパーファミリーの分泌型メンバー）を検出します。免疫プロセスやプロテオミクスにおけるその関与の研究に適しています。

### [詳細を学ぶ](#)

| 仕様          | 詳細                                                     |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 製品名         | SSC4D Rabbit pAb                                       |
| 備考/別名       | SRCRB4D, S4D-SRCRB, SRCRB-S4D, SSC4D                   |
| 種           | ヒト                                                     |
| GeneID (ヒト) | 136853                                                 |
| GeneID      | 136853                                                 |
| 免疫原         | ヒトSSC4D (NP_542782.1) のアミノ酸446-575に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| ソース         | ウサギ                                                    |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                              |
| アプリケーション    | WB, ELISA                                              |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                             |
| SWISS       | Q8WTU2                                                 |
| タンパク質分子量    | 61kDa                                                  |
| 配送          | 氷袋                                                     |