


Ssh2 ウサギポリクローナル抗体 (WbおよびElisa用) - Q76I76

商品番号: CM0030831



前書き

ヒトSSH2タンパク質を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みであり、マウスおよびラットと交差反応します。アクチンダイナミクスや精子形成の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SSH2 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	SSH-2; SSH-2L; SSH2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	85464
GeneID	85464
免疫原	ヒトSSH2のアミノ酸53-202に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_203747.2)
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q76I76
タンパク質重量	158kDa
配送	アイスパック