

St3Gal3 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - Q11203

商品番号: CM0025896

前書き

ウサギ由来ポリクローナル抗ST3GAL3抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと反応します。ゴルジ体におけるシアルルトランスフェラーゼ機能および糖鎖合成の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ST3GAL3 Rabbit pAb
備考／別名	ST3N; DEE15; MRT12; SIAT6; EIEE15; ST3GALII; ST3GalIII; ST3Gal III; ST3GAL3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6487
遺伝子ID	6487
免疫原	ヒトST3GAL3 (NP_006270.1) のアミノ酸30～375番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q11203
タンパク質分子量	42kDa
発送方法	保冷剤梱包