


Stat1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa対応） - P42224

商品番号: CM0013611



前書き

ヒトSTAT1を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応性を示し、インターフェロンシグナル伝達、転写調節、抗ウイルス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	STAT1 Rabbit pAb
備考・別名	CANF7; IMD31A; IMD31B; IMD31C; ISGF-3; STAT91; STAT1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6772
遺伝子ID	6772
免疫原	ヒトSTAT1 (NP_009330.1) のアミノ酸650～750番目の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P42224
タンパク質分子量	87kDa
発送	保冷剤