

Wb、If/Icc、Elisa用 Stat3 ウサギPab - P40763

商品番号: CM0015034



前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みの高品質STAT3ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのSTAT3を検出します。JAK/STATシグナル伝達、炎症、がんの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	STAT3 ウサギpAb
別名	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1; STAT3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6774
GeneID	6774
免疫原	合成ペプチド ヒトSTAT3 (NP_003141.2) のアミノ酸600〜700番以内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用アッセイ	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P40763
タンパク質分子量	88kDa
発送方法	氷袋梱包