


WbおよびElisa用Stat5ラビットモノクローナル抗体 - P42229/P51692

商品番号: CM0012527



前書き

ウェスタンブロットおよびELISA用の高品質なAnti-STAT5ラビットモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのSTAT5A/Bを認識します。サイトカインシグナル伝達、転写制御、および泌乳生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	STAT5 Rabbit mAb
備考/別名	MGF; STAT5
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6776/6777
遺伝子ID	6776/6777
免疫原	ヒトSTAT5 (P42229) のアミノ酸600-786に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P42229/P51692
タンパク質分子量	90kDa
配送	氷袋