


Wb、Elisa用 Stat5A ウサギモノクローナル抗体 - P42229

商品番号: CM0002632



前書き

WBおよびELISAで検証済みのSTAT5Aウサギモノクローナル抗体。サイトカインシグナル伝達に参与する転写因子であるヒトおよびマウスSTAT5Aを認識します。研究および診断アッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	STAT5A ウサギ mAb
備考/別名	MGF; STAT5; STAT5A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6776
GeneID	6776
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P42229
タンパク質分子量	91kDa
発送	保冷バッグ