

Wb、Elisa用Staufenウサギモノクローナル抗体 - O95793

商品番号: CM0009883



前書き

WBおよびELISAでバリデーション済みのStaufenウサギモノクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。RNA結合タンパク質、mRNA局在、およびウイルスと宿主の相互作用の研究に最適です。製品仕様の詳細をご確認いただけます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	StaufenウサギmAb
備考／別名	STAU ; PPP1R150 ; Staufen
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6780
遺伝子ID	6780
免疫原	ヒトStaufen (O95793) のアミノ酸478～577内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95793
タンパク質分子量	63kDa
輸送	保冷バッグ