


WbおよびElisa用Steap3ウサギポリクローナル抗体 - Q658P3

商品番号: CM0014350



前書き

ヒトSTEAP3に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みです。ヒトおよびマウスのサンプル中のメタロレダクターゼSTEAP3の検出に適しており、計算分子量は55 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	STEAP3 Rabbit pAb
備考/別名	STMP3; TSAP6; pHyde; AHMIO2; dudlin-2; dudulin-2; STEAP3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55240
GeneID	55240
免疫原	ヒトSTEAP3 (NP_060704.2) のアミノ酸1-180に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	Q658P3
タンパク質分子量	55kDa
配送	アイスバッグ