

Stim1 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q13586

商品番号: CM0010626



前書き

STIM1

ウサギmAbは、ウエスタンブロッティングおよびELISAでの使用が検証済みの組換えモノクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットのSTIM1と反応します。カルシウムシグナル伝達およびストア作動性カルシウム流入の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	STIM1 ウサギmAb
別名	GOK; TAM; TAM1; IMD10; STRMK; D11S4896E; STIM1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6786
遺伝子ID	6786
免疫原	ヒトSTIM1 (Q13586) のアミノ酸586〜685番の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13586
タンパク質分子量	77kDa
配送方法	氷袋