

Stoml2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q9Ujz1

商品番号: CM0017685

前書き

STOML2 ウサギポリクローナル抗体は、WB、IHC-P、ELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットのSTOML2（39kDa、Q9UJZ1）と反応します。ミトコンドリア研究、T細胞活性化、細胞遊走研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	STOML2 ウサギ pAb
備考/別名	SLP-2; HSPC108; STOML2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	30968
GeneID	30968
免疫原	ヒトSTOML2 (NP_038470.1) のアミノ酸29-356に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UJZ1
タンパク質分子量	39kDa
輸送	保冷バッグ