

ストレプトアビジン モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Sa V1, Sa V2

商品番号: CM0012001

前書き

ストレプトアビジンは、種に依存しない交差反応性を持つモノクローナル抗体であり、フローサイトメトリー用途に最適です。診断開発者および研究者向けのIV D原材料として提供されます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ストレプトアビジン
エイリアス	SA V1, SA V2
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	種に依存しない
配送	アイスバッグ