

## ストレプトアビジン

商品番号: CM0011306

### 前書き

フローサイトメトリー（FC）用途向けのストレプトアビジンモノクローナル抗体複合体です。種を問わず交差反応性を示すため、多様なIVD（体外診断薬）の開発や研究用途に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ | 詳細             |
|-------|----------------|
| 製品名   | ストレプトアビジン      |
| 備考/別名 | SA V1、SA V2    |
| カテゴリ  | モノクローナル抗体      |
| 用途    | フローサイトメトリー（FC） |
| 交差反応性 | 種非依存的          |
| 輸送方法  | 保冷剤梱包          |