

Stx1A ウサギモノクローナル抗体（Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用） - Q16623

商品番号: CM0002037

前書き

WB、IF-P、IHC-P、ELISA用に検証された高品質なSTX1Aウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応し、ニューロンSNAREタンパク質シンタキシン-1A（UniProt Q16623）を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	STX1A Rabbit mAb
備考/別名	STX1; HPC-1; P35-1; SYN1A; STX1A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6804
GeneID	6804
免疫原	ヒトSTX1A（Q16623）のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16623
タンパク質分子量	33kDa
配送	氷袋