

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用Sufuウサギポリクローナル抗体 - Q9Umx1

商品番号: CM0013348



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証されたSUFUウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのSUFU（Hedgehogシグナル経路のネガティブレギュレーター）を認識します。がん研究および発生生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SUFU Rabbit pAb
備考/別名	SUFUH; JBTS32; SUFUXL; PRO1280; SUFU
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51684
GeneID	51684
免疫原	ヒトSUFU (NP_057253.2) のアミノ酸325-484に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UMX1
タンパク質分子量	54kDa
配送	氷袋